

# NMR 装置用ヘリウム再凝縮装置の開発

# Development of Helium Recycling System for NMR

髙橋洋一郎\* TAKAHASHI Yoichiro

## 1. はじめに

ヘリウム再凝縮装置は、蒸発した液体ヘリウム (LHe)を再凝縮(再液化)する装置である。本来は蒸 発に伴い大気に放散されてしまうヘリウムガス (GHe)を回収し,再凝縮装置内部で再凝縮することで、 蒸発に伴う GHe の放散を最小限に抑えることがで きる。当社では再凝縮能力が1日あたり1L~18L(液 体換算)のラインナップを取り揃えている。本装置 はLHeを利用する装置の多くに後付けで搭載が可能 であり、ユーザーの実験や装置運用時におけるヘリ ウム管理負担の低減を実現している。また、これま でに数百台の販売実績を有し、多くの研究機関や産 業分野で高い信頼を得ている。

核磁気共鳴(NMR)装置は物質の分子構造や分子の 運動状態を調べることが可能で、物性物理、高分子 化学、生物化学、医学等広範囲の分野で利用されて おり、国内だけでも数千台が稼働している。NMR 装 置では強力な磁場を発生させるために超伝導コイル が使用されており、超伝導状態を維持するために LHe が使用されている。近年 LHe の需要の増加と供 給不安による深刻なヘリウム不足や価格高騰が続い ている。そのような LHe 供給リスクに対応するため、 機械式冷凍機を用いたヘリウム再凝縮装置への需要 が高まっている。

国内では主に大手 2 社の NMR 装置が使用されて おり,そのうちの1社がブルカージャパンである。 当社はブルカージャパンと共同で,NMR 用ヘリウム 再凝縮装置の製品化に取り組んでいる。一方,もう 1社でも同様の製品が発売されている。

新たに開発した NMR 用ヘリウム再凝縮装置につ いては,ブルカージャパンとの実証評価試験を経て, 実用化に十分な性能を有していると確認でき,また 同社からも推奨を得ることができた。

本稿ではこの NMR 用ヘリウム再凝縮装置の概要 とその特長について紹介する。

#### 2. 装置概要

NMR 用ヘリウム再凝縮装置は NMR 装置の特性を 考慮し,以下 2 つの課題に配慮した設計が必要で あった。

1つ目は機械振動の影響排除である。NMR 装置は 外部からの機械振動が測定ノイズとして大きな影響 を及ぼすため、これを抑える設計が必要である。2つ 目は LHe 槽圧力の安定性である。NMR 装置の内部 で圧力変動が生じると磁場が揺らぎ、スペクトルに 影響が生じる可能性があるため LHe 槽の内圧を一定 に保つ制御が求められる。

図1にNMR装置とヘリウム再凝縮装置の主要構成を、表1にNMR用ヘリウム再凝縮装置の仕様を示す。NMR装置は超伝導コイルが設置されるLHe 槽と、侵入熱低減を目的とした液体窒素(LN2)槽を有している。LHe槽及びLN2槽には圧力上昇を防止する逆止弁が搭載されており、再凝縮装置が設置され





\* 技術開発ユニット つくば開発センター 低温機器技術部 技術課

<b>公</b> 1 私臣匡承	
再凝縮能力(仕様値)	1 L/day(LHe 換算)
コールドボックス寸法	Φ 190×H 660
制御ユニット寸法	W 321×H 295×D 330
圧縮機寸法	W 450 $\times$ H 485 $\times$ D 591
消費電力	6.5/7.5 kW (50/60Hz)
メンテナンス周期	10000 時間毎

表 1 装置仕様

ていない場合,通常運転時は蒸発ガスが逆止弁を通じて大気中へ放出される。LHe 槽には LHe の液面計が組み込まれており,液面が低下すると LHe が充填される。

ヘリウム再凝縮装置は主にコールドボックス,圧 縮機,制御装置から構成されている。コールドボッ クスは,再凝縮に必要な寒冷を発生させる 4KGM 冷 凍機(GM:Gifford McMahon)と,再凝縮室,およびヒー ターが組み込まれている。さらに,再凝縮室と NMR とを連通させる真空断熱配管が取り付けられ,NMR のヘリウム槽と通じるポートに挿入される。コール ドボックスと 4KGM 冷凍機との間には,除振ベロー ズを設置し4KGM 冷凍機内部の摺動部品による機械 振動を可能な限り遮る構造とした。圧縮機は,4KGM 冷凍機の冷媒ガスの循環に用いられ,4KGM 冷凍機 と2本のフレキシブルチューブで接続されている。

制御装置は4KGM冷凍機および圧縮機の起動停止 を操作すると共に,NMR装置の上部に取り付けられ た圧力センサの信号により再凝縮室に搭載された ヒーターの動作を制御しLHe槽の圧力を一定に保持 している。

蒸発した LHe を再凝縮する仕組みは、蒸発により 発生した GHe が真空断熱配管を上昇し、再凝縮室へ 流入する。再凝縮室内は 4KGM 冷凍機によりヘリウ ムの液化温度に保持されており、再凝縮により LHe が生成される。LHe は再び真空断熱配管を通り、LHe 槽に戻り液面が保持される。既に述べた通り、再凝 縮室内のヒーターにより LHe 槽の内圧を一定に制御 しているが、この制御により再凝縮室に上昇する GHe 量と再凝縮する LHe 量とがバランスし、LHe の 液面も一定に保持される。制御圧力は逆止弁からガ スが放出されず、かつ NMR 装置内が負圧とならな いよう設定値を決定している。これらの運用により GHe の外部への放散がないゼロボイルオフ運転を可 能としている。



### 3. ヘリウム再凝縮装置の運転評価

#### 3.1 社内設備での評価

図2にヘリウム再凝縮装置のゼロボイルオフ運転 におけるLHe液面とヒーター負荷の挙動を示す。図 2では、NMR装置での実証評価に先立ち、社内設備 の低蒸発クライオスタットを使用して運転特性を評 価している。クライオスタット内のヘリウム蒸発量 は実測により1日あたり約0.54Lであり、これは一 般的なNMR装置の蒸発ガス量と同程度である。運 転結果より、クライオスタット内部の圧力が保持さ れるようヒーター出力は約5Vで制御され、これに 伴いLHe液面も安定に保持されていることが確認で きた。

これらの結果から,NMR 装置に搭載するための再 凝縮能力及びゼロボイルオフ運転の安定性が十分で あることが確認された。

#### 3.2 NMR 装置による実証評価

図 3 にヘリウム 再 凝 縮 装 置 を NMR 装置 (Ascend400)に設置した状況を示す。真空断熱配管は LHe 注液ポートである右側ポートへ挿入している。



図 3 NMR 装置への設置状況



図4にヘリウム再凝縮装置のクールダウン特性を 示す。再凝縮室の外表面には評価用に温度センサを 取り付けている。

ヘリウム再凝縮装置を起動すると,再凝縮室の温 度が低下し,約90分で4.2Kに到達した。圧力制御 の設定値は0.4kPaであるが,起動時は逆止弁の設定 圧である約0.8kPaでGHeを放散している。約140分 で圧力が急激に低下し,その後,圧力制御によりLHe 槽の圧力が安定していることから,ゼロボイルオフ 運転が成立していると判断した。

図 5 に 35 日間の長期ゼロボイルオフ運転結果を 示す。1ヶ月以上の運転で LHe 液面は 90%のレベル で安定して推移し, LHe 槽からの蒸発ロスが発生し ていないことを確認した。また LHe 槽の圧力につい ては, ヒーターの設置されている再凝縮室と, 圧力 測定部である LHe 槽が真空断熱配管により連通して いるため, 再凝縮室と LHe 槽の僅かな圧力差などに より圧力の不安定化が懸念されたが, 制御特性の調 整により設定値である 0.4kPa で大きな圧力変動が起 きることなく安定しており, 長期的なゼロボイルオ フ運転が可能であることが確認された。

#### 3.3 スペクトル評価

スペクトルデータは NMR 装置の設置環境,パラ メータ設定に依存するが,参考例として図 6 に標準



図6スペクトルデータ

サンプル(CHCL3)のスペクトルデータを示す。スペ クトルデータの積算回数は16回である。取得された スペクトルデータでは中央のメインピークに加えそ の両端に対称的に2本の短いピーク(カーボンサテ ライト)が観測されている。カーボンサテライトは, メインピークに対して0.55%の高さを示すことが知 られており,これを基準としてヘリウム再凝縮装置 の運転によるノイズの大きさを評価した。

ノイズはメインピークの両脇に発生する傾向があ る。積算回数が少ない場合はノイズがカーボンサテ ライトに対して顕著に表れるが 16 回積算した場合 はノイズが打ち消しあい,メインピークに対して約 0.1%以下に抑えられる結果が得られた。

### 4. まとめ

NMR に搭載可能なヘリウム再凝縮装置を開発し, ブルカージャパンと共に製品化に取り組んだ。

その結果,製品化に不可欠な NMR 装置内の圧力 や液面の安定性,スペクトルへの影響において実用 上十分な性能を有することが確認された。本装置は NMR ユーザーへの提案を進める中で高い評価を受 けている一方,ランニングコストに関する課題も指 摘されている。

このうち、ランニングコストの主要因である電気 代の低減を図るため、再凝縮運転に必要な能力を維 持しつつ、消費電力の低減が可能となるよう圧縮機 選定の最適化を検討しており、それが実現できれば 消費電力を現状の 2/3 程度に抑えることが期待でき る。

今後は低電力モデルの製品化やノイズ低減に取り 組み,さらなる普及を通じてヘリウム資源の有効活 用や省エネに貢献していきたい。